

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Rank/Cd265 Для Проточной Цитометрии - O35305

Артикул: CM0004422



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного RANK/CD265 (TNFRSF11A), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения дифференцировки остеокластов и взаимодействия Т-клеток и дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против мышиного RANK/CD265
Примечания/Псевдоним	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	8792
GeneID	21934
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-213 мышиного RANK/CD265 (NP_033425.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O35305
Молекулярный вес белка	67 кДа
Доставка	С ледяным пакетом