


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного S100A9 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P31725

Артикул: CM0008501



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный S100A9 (Калгранулин-B/MRP14) для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано на мышах. S100A9 участвует в воспалительном ответе и иммунной регуляции. 13 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное S100A9 mAb
Примечания/Альтернативные названия	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	6280
GeneID	20202
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 мышиного S100a9 (NP_033140.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31725
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом