


Кроличья Моноклональная Антитело К Мышиному S100A9 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточная) - P31725

Артикул: CM0005901



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело к мышиному S100A9 (MRP14, кальгранулин-B, p14). Разработана для внутриклеточной проточной цитометрии, позволяет детектировать комплекс кальпротектина в лейкоцитах. Подходит для исследований в области воспаления, иммунологии и антимикробной медицины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела к мышиному S100A9 , мкА
Примечания/Алиасы	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	6280
ID гена	20202
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-113 мышиного S100a9 (NP_033140.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31725
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Айс-бокс