

: Кроличье Моноклональное Антитело Против T-Bet/Tbx21 Мыши Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — Q9Jkd8

Артикул: CM0008968



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против T-bet/Tbx21 мыши — транскрипционного фактора линии Th1. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии и обеспечивает специфическое обнаружение T-bet в Т-клетках мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против T-bet/Tbx21 мыши
Примечания/алиасы	TBT1; Tbet; Tblym
Вид	Мышь
GeneID (человек)	30009
GeneID	57765
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 321-530 T-bet/Tbx21 мыши (NP_062380.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9JKD8
Молекулярная масса белка	58 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом