

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Vcam-1/Cd106 Для Fc - P29533

Артикул: CM0006129

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного VCAM-1/CD106, валидированное для проточной цитометрии (FC) в образцах мыши. Позволяет исследовать адгезию лейкоцитов и сосудистое воспаление. UniProt: P29533.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного VCAM-1/CD106
Примечания/Альтернативные названия	CD106; Vcam-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	7412
GeneID	22329
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-310 мышиного VCAM-1/CD106 (NP_035823.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P29533
Молекулярная масса белка	38 кДа / 81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом