

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Vcam-1/Cd106 Для Fc - P29533

Артикул: CM0005484

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиному VCAM-1 (CD106), валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на пути адгезии лейкоцитов к эндотелию и иммунного надзора. Рекомбинантный иммуноген покрывает внеклеточный домен.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного VCAM-1/CD106 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD106; Vcam-1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	7412
ID гена	22329
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-310 мышиного VCAM-1/CD106 (NP_035823.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P29533
Молекулярная масса белка	38кДа/81кДа
Условия доставки	В пакете со льдом