

Кроличье Поликлональное Антитело Против Мышиного Vista (Polymab®) Для Проточной Цитометрии - Q9D659

Артикул: CM0008310

введение

Кроличье поликлональное антитело против мышиного VISTA (PolymAb®), валидированное для проточной цитометрии. Детектирует мышиный белок VISTA (34 кДа). Надежный реагент для исследований в иммунологии и изучения активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против мышиного VISTA (PolymAb®)
Примечания/Альтернативные названия	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	64115
GeneID	74048
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-191 мышиного VISTA (NP_083008.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9D659
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом