

Кроличье Анти-Мышиное Vista Polymab® Для Fc - Q9D659

Артикул: CM0004975

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный VISTA (PD-1H). Валидировано для проточной цитометрии. VISTA является ингибирующим рецептором Т-клеток, что делает это антитело идеальным для исследования иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное VISTA PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	64115
ID гена	74048
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-191 мышиного VISTA (NP_083008.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9D659
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом