

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd55 Мыши/Человека Для Проточной Цитометрии - Q61475

Артикул: CM0007832

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против CD55 (DAF) мыши/человека, для проточной цитометрии. Распознают фактор ускорения распада комплемента, GPI-якорный, 42 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против CD55 мыши/человека
Примечания/Псевдоним	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	1604
ID гена	13136
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-361 CD55/DAF мыши (NP_034146.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q61475
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В ледяном пакете