

Кроличья Моноклональная Антитела Против Мышиного/Человеческого Cd55 Для Проточной Цитометрии — Q61475

Артикул: CM0009231

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиного и человеческого CD55/DAF. Валидирована для проточной цитометрии, этот 42 кДа GPI-заякоренный регулятор комплемента реагирует с образцами человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против мышиного/человеческого CD55
Примечания/Альтернативные названия	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Вид (белок)	Мышь
ID гена (человек)	1604
ID гена	13136
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 35-361 мышиного CD55/DAF (NP_034146.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q61475
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом