

Кролик Анти-Мышь/Крыса Cd27 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P41272

Артикул: CM0012089

введение

Кролик анти-Мышь/Крыса CD27 моноклональное антитело для проточной цитометрии. Нацелено на CD27 (TNFRSF7), костимулирующий иммунный чекпоинт-рецептор. Валидировано на мышах и крысах. Подходит для изучения Т-клеток, NK-клеток и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь/Крыса CD27 мАт
Примечания/Псевдоним	S152; Trp55; Tnfrsf7
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	939
GeneID	21940
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-182 мышиного CD27 (NP_001028298.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P41272
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	В ледяном пакете