

Кроличья Моноклональная Антитело К Мышиному/Крысиному Cd27 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P41272

Артикул: CM0010987

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело против мышиногo/крысиного CD27, валидированная для проточной цитометрии (FC). Распознает антиген CD27 — костимулирующий рецептор иммунной контрольной точки, критически важный для активации Т-клеток. Молекулярная масса: 28 кДа. Реактивность по видам: мышь и крыса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличья МАб к мышиному/крысиному CD27
Примечания/Алиасы	S152; Tp55; Tnfrsf7
Вид (иммуногена)	Мышь
GeneID (человек)	939
GeneID	21940
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-182 мышиногo CD27 (NP_001028298.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P41272
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник