

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышьего/Крысиного Cd27 Для Проточной Цитометрии - P41272

Артикул: CM0004301

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышьего/крысиного CD27, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения активации Т-клеток и путей иммунных контрольных точек. SWISS: P41272.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против мышьего/крысиного CD27
Примечания/Псевдоним	S152; Trp55; Tnfrsf7
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	939
GeneID (Мышь)	21940
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-182 мышьего CD27 (NP_001028298.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P41272
Молекулярная масса белка	28кДа
Доставка	Ледяной пакет