

## , Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Mouse/Rat Cd31/Ресам1 Для Fc — Q08481

Артикул: CM0008444

### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD31/PECAM1 мыши и крысы. Валидировано для проточной цитометрии (FC), перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Иммуноген: аминокислоты 18-220 CD31 мыши.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | , кроличье anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb                                                                                    |
| Примечания/синонимы       | Cd31; Ресам; PECAM-1                                                                                                         |
| Вид                       | Мышь/крыса                                                                                                                   |
| GeneID (человек)          | 5175                                                                                                                         |
| GeneID                    | 18613                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-220 CD31 мыши (NP_001292086.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | FC                                                                                                                           |
| Перекрёстная реактивность | Мышь, крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q08481                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 81 кДа                                                                                                                       |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                                 |