

: Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd31/Ресам1 Мыши/Крысы Для Проточной Цитометрии — Q08481

Артикул: CM0010748

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD31/PECAM1 для проточной цитометрии. Определяет CD31 мыши и крысы — молекулу клеточной адгезии, играющую важную роль в трансэндотелиальной миграции лейкоцитов и межклеточных взаимодействиях эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	: кроличье антитело против CD31/PECAM1 мыши/крысы, МАб
Примечания/синонимы	Cd31; Ресам; PECAM-1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	5175
Идентификатор гена (мышь)	18613
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18–220 CD31 мыши (NP_001292086.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q08481
Молекулярная масса белка	69 кДа/77 кДа/80 кДа/81 кДа
Условия транспортировки	Хладопакет