

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd54 Мыши/Крысы - P13597

Артикул: CM0012803

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на CD54 (ICAM-1) мыши/крысы для проточной цитометрии. Распознает молекулу клеточной адгезии массой 59 кДа, критически важную для миграции лейкоцитов и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к CD54 мыши/крысы
Примечания/Синонимы	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3383
Идентификатор гена	15894
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-485 CD54 мыши (NP_034623.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P13597
Молекулярная масса белка	59 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет