

: Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd54 Мыши/Крысы Для Проточной Цитометрии — P13597

Артикул: CM0010085

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD54 мыши/крысы (ICAM-1), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения адгезии лейкоцитов, воспаления и взаимодействий иммунных клеток. Реагирует с антигенами мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против CD54 мыши/крысы
Примечания/синонимы	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3383
GeneID	15894
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28–485 CD54 мыши (NP_034623.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P13597
Молекулярная масса белка	59 кДа
Транспортировка	Охлаждающий пакет