

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного/Крысиного Cd54, Меченное , Для Проточной Цитометрии - P13597

Артикул: CM0008395

введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика против мышиного/крысиного CD54 (ICAM-1) для проточной цитометрии. Обнаруживает белок с молекулярной массой ~59 кДа, перекрестно реагирует с образцами мышей и крыс. Идеально подходит для исследования адгезии лейкоцитов и трансэндотелиальной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного/крысиного CD54, меченное
Примечания/Альтернативные названия	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3383
ID гена (Мышь)	15894
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 28–485 мышиного белка CD54 (NP_034623.1)
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
База данных SWISS	P13597
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	С сумкой-холодильником