

Кроличья Поликлональная Антитела Против Myh7/β-Mhc Для Wb, If/Icc, Elisa — P12883

Артикул: CM0030330



введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на MYH7/β-MHC (миозин-7). Валидирована для применения в методах Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования сердечной и скелетной мускулатуры, включая изучение кардиомиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH7/β-MHC Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/β-MHC
Вид	Человек
GeneID (человек)	4625
GeneID	4625
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1700-1800 человеческого MYH7/β-MHC (NP_000248.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12883
Молекулярная масса белка	223 кДа
Доставка	С ледяным пакетом