

Rabbit Anti-Nhp IgD Mab - Anti-Nhp IgD

Артикул: CM0010799

введение

Rabbit anti-NHP IgD mAb — это моноклональное антитело для проточной цитометрии, реагирующее с IgD макак-крабоедов и резусов. Идеально подходит для исследований иммунотипирования нечеловекообразных приматов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-NHP IgD mAb
Вид	Макака-крабоед
Иммуноген	Рекомбинантный белок тяжелой цепи дельта иммуноглобулина макаки-крабоеда
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Макака-крабоед, Резус
Доставка	Сумка-холодильник