

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Igd Нечеловекообразных Обезьян (Nhp) — Моноклональные Антитела К Igd Nhp

Артикул: CM0003985

введение

Моноклональные антитела Кролик анти-NHP IgD для проточной цитометрии. Разработаны для обнаружения иммуноглобулина D у макак-крабоедов и резусов в исследованиях нечеловекообразных обезьян.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против IgD NHP
Вид	Макак-крабоед
Иммуноген	Рекомбинантный белок тяжелой цепи дельта иммуноглобулина макака-крабоеда
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Макак-крабоед, Резус
Доставка	С ледяным пакетом