

Кролиčky Моноклональные Антитела Против Igd Nhp Для Проточной Цитометрии - Nhp Igd

Артикул: CM0003972

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на IgD нечеловекообразных приматов, подходящие для проточной цитометрии (FC) с перекрестной реактивностью с образцами макак-крабоедов и макак-резусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик mAb против IgD NHP
Вид	Макак-крабоед
Иммуноген	Рекомбинантный белок тяжелой цепи дельта иммуноглобулина макака-крабоеда
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Макак-крабоед, Резус
Доставка	Сумка-холодильник