


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ogfod1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8N543

Артикул: CM0018956



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого OGFOD1 (TPA1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на пролил-3-гидроксилазу массой 63 кДа, участвующую в терминеции трансляции и формировании стресс-гранул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OGFOD1 кроличыи pAb
Примечания/Псевдоним	TPA1; OGFOD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55239
GeneID	55239
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого OGFOD1 (NP_060703.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N543
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	В ледяном пакете