


Кроличья Поликлональная Антитело Против Orc3 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q9Ubd5

Артикул: CM0016776



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий ORC3, валидированная для вестерн-блота и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения функции комплекса узнавания начала репликации, инициации репликации ДНК и эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ORC3 кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	LAT; ORC3L; LATHEO; ORC3
Вид	Человек
ID гена (человек)	23595
ID гена	23595
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого ORC3 (NP_036513.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBD5
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодильный пакет