

Кроличья Моноклональная Антитела К P70 S6 Киназе 2 Для ВБ - Q9Ubs0

Артикул: CM0006227

введение

Эта кроличья моноклональная антитела распознает рибосомальную белковую S6 киназу бета-2 (p70 S6K2) человека, мыши и крысы — ключевую киназу пути mTOR. Валидирована для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p70 S6 киназа 2, кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6 Kinase 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6199
ID гена	6199
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-120 человеческой p70 S6 киназы 2 (Q9UBS0)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBS0
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С холодильным пакетом