

Поликлональное Антитело Кролика Против Perk Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Nzj5

Артикул: CM0019889



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PERK (EIF2AK3/PEK), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает PERK человека, мыши и крысы. Важный инструмент для исследований ответа на неправильно свернутые белки и стрессовой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PERK Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PEK; WRS; PERK
Вид	Человек
GeneID (человек)	9451
GeneID	9451
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 867-1116 человеческого PERK (NP_004827.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NZJ5
Молекулярная масса белка	125 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом