

Моноклональное Антитело Кролика К Cd138 Свины Для Fc — K7Gnf5

Артикул: CM0009367

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против CD138 свины (синдекан-1, протеогликан 32 кДа) для проточной цитометрии. Распознаёт внеклеточный домен (aa 23-250, UniProt K7GNF5).

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD138 свины
Примечания/синоним	SDC1
Вид	Свинья
Идентификатор гена (человек)	6382
Идентификатор гена	100519770
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 23-250 CD138 свины (NP_001230119.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Свинья
SWISS	K7GNF5
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом