

Моноклональные Антитела Кролика Против Свиного Cd27 Для Проточной Цитометрии - L7Qhb1

Артикул: CM0005795

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против свиного CD27 для проточной цитометрии. Распознают свиной CD27, костимулирующий иммунный чекпойнт-рецептор. Идеальны для исследований активации Т-клеток, иммунной памяти и надзора В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Свинья CD27 мАт
Вид	Свинья
GeneID (Человек)	939
GeneID	100520023
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-180 свиного CD27 (NP_001265692.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Свинья
SWISS	L7QHB1
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	В ледяном пакете