

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd3G Свиньи — Cd3G

Артикул: CM0011785

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD3G свиньи, для применений в проточной цитометрии. Обеспечивает надежное выявление CD3G в образцах свиньи и подходит для исследований иммунофенотипирования Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD3G свиньи
Вид	Свинья
Идентификатор гена (человек)	917
Идентификатор гена	494013
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD3G свиньи
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Свинья
Условия транспортировки	Пакет со льдом