

Моноклональное Антитело Кролика Против Свиного Cd3G - Cd3G

Артикул: CM0011730

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против свиного CD3G, для проточной цитометрии. Это антитело, специфичное к образцам свиней, помогает при анализе поверхностных маркеров Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против свиного CD3G
Вид	Свинья
ID гена (человек)	917
ID гена	494013
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-120 свиного CD3G. (NP_001008686.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Свинья
Доставка	Холодильный пакет