

Кроличье Моноклональное Антитело Против Свиного Cd4 - Cd4

Артикул: CM0008585

введение

Кроличье моноклональное антитело против свиного CD4 для проточной цитометрии. Валидировано на свиных образцах, иммуноген получен из внеклеточного домена свиного CD4. Надежный инструмент для исследования Т-клеток в свиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против свиного CD4
Примечания/Альтернативные названия	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Свинья
ID гена (Человек)	920
ID гена	404704
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Свинья
Условия доставки	В пакете со льдом