

Моноклональное Антитело Кролика К Свиному Cd4, Меченное , Для Проточной Цитометрии — Cd4

Артикул: CM0007981

введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика, направленное против свиного CD4, разработанное для применения в проточной цитометрии. Специфически реагирует с CD4 свиньи, поддерживает профилирование иммунных клеток в исследовательских моделях на свиньях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к свиному CD4, меченное
Примечания/Альтернативные названия	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид реактивности	Свинья
ID гена (человек)	920
ID гена	404704
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 28-395 белка CD4 свиньи (NP_001001908.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Свинья
Доставка	Сумка-холодильник со льдом