

Кроличье Моноклональное Антитело Против Свиного Cd8A Для Проточной Цитометрии - A0A287A9Y5

Артикул: CM0011303

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , специфичное к свиному CD8a, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на Т-клеточный поверхностный гликопротеин, участвующий в адаптивном иммунитете. Идеально для иммунологических исследований на свиньях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против свиного CD8a (mAb)
Вид	Свинья
ID гена (Человек)	925
ID гена	396627
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-184 свиного CD8a (XP_005662451.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Свинья
SWISS	A0A287A9Y5
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом