

Кроличье Моноклональное Антитело Против Свиного Cd8A Для Проточной Цитометрии - A0A287A9Y5

Артикул: CM0010808

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против свиного CD8a, специально разработанное для проточной цитометрии. Нацелено на Т-клеточный поверхностный гликопротеин CD8a (SWISS: A0A287A9Y5) с предсказанной молекулярной массой 26 кДа. Подходит для детекции цитотоксических Т-клеток в образцах свиней.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против свиного CD8a
Вид	Свинья
ID гена (Человек)	925
ID гена	396627
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-184 свиного CD8a (XP_005662451.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Свинья
SWISS	A0A287A9Y5
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом