


Поликлональное Антитело Кролика Против Ppbp Для Wb И Elisa — P02775

Артикул: CM0019852



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого PPBP, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с человеческим PPBP (CXCL7) — хемокином, участвующим в активации нейтрофилов, антимикробной защите и проявлении активности факторов роста. Подходит для исследований цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPBP Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; основной белок тромбоцитов
Вид	Человек
ID гена	5473 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59–128 человеческого PPBP (NP_002695.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P02775
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом