

Кроличье Моноклональное Антитело Против Пурамицина - Пурамицин

Артикул: CM0012423

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против пурамицина для проточной цитометрии (внутриклеточное окрашивание). Вид-независимое обнаружение для анализов с мечением пурамицином. Пригодно для использования в качестве сырья для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против пурамицина
Примечания/Альтернативные названия	Пурамицин
Gene ID (Человек)	CAS:58-58-2
Gene ID	CAS:58-58-2
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие пурамицину
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Вид-независимая
Условия доставки	В пакете со льдом