

Моноклональное Антитело Кролика Против Пурамицина — Пурамицин

Артикул: CM0010539

введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика против пурамицина для внутриклеточной проточной цитометрии. Независимая от вида реактивность позволяет проводить детекцию на всех моделях. Идеально подходит для мониторинга синтеза белка и анализа включения пурамицина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против пурамицина
Примечания/Альяс	Пурамицин
Идентификатор гена	CAS:58-58-2
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие пурамицину
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Независимо от вида организма
Доставка	С ледяным пакетом