

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Путомицина - Путомицин

Артикул: CM0005708

введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против путомицина для проточной цитометрии (внутриклеточная). Обнаружение путомицина независимо от вида. Идеально подходят для исследований синтеза белка и анализов включения путомицина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличьи мАт против путомицина
Примечания/Псевдоним	Путомицин
Вид	Кролик
ID гена	CAS:58-58-2
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие путомицину
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Независимо от вида
Доставка	Сумка со льдом