

Поликлональное Антитело Кролика Против Ralb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафиновых Срезов, Ифа - P11234

Артикул: CM0028205



введение

Поликлональное антитело кролика против RALB, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-парафиновых срезов, ИФА. Определяет RALB человека, мыши, крысы. Для изучения апоптоза, миграции клеток и мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RALB Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	RALB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5899
GeneID	5899
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-206 белка RALB человека (NP_002872.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафиновые срезы, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11234
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом