

, Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cd31 Крысы Для Проточной Цитометрии — Q3Swt0

Артикул: CM0011228

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против CD31 крысы, валидированные для проточной цитометрии. Распознают молекулу адгезии тромбоцитов и эндотелиальных клеток массой 76 кДа, участвующую в трансэндотелиальной миграции лейкоцитов и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	, кроличьи моноклональные антитела против CD31 крысы
Примечания/синонимы	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Вид	Крыса
GeneID (человек)	5175
GeneID	29583
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-585 CD31 крысы (NP_113779.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q3SWT0
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом