


Моноклональное Кроличье Антитело К Крысиному Cd4, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P05540

Артикул: CM0011475



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к крысиному CD4 (клон Ly49/Klra1), валидированное для применения в проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения биологии Т-клеток, иммунного ответа и взаимодействий с молекулами МНС класса II. Подходит для работы с образцами крыс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к крысиному CD4, меченное
Примечания/синонимы	Ly49; Klra1; Ly49s2
Вид реактивности	Крыса
ID гена (человек)	920
ID гена	24933
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-394 крысиного белка CD4 (NP_036837.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P05540
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами