


: Моноклональное Антитело Кролика К Cd4 Крысы Для Проточной Цитометрии — P05540

Артикул: CM0007779



введение

Моноклональное антитело кролика к CD4 крысы, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознаёт CD4 крысы (P05540) — корецептор Т-клеток, необходимый для исследований иммунного ответа. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, mAb кролика к CD4 крысы
Примечания/синонимы	Ly49; Klr1; Ly49s2
Вид	Крыса
Идентификатор гена (человек)	920
Идентификатор гена	24933
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-394 CD4 крысы (NP_036837.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	P05540
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Хладагент