

Моноклональное Антитело Кролик Против Крысиного Icam-1/Cd54 Для Fc - Q00238

Артикул: CM0011579

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на крысиный ICAM-1/CD54 (SWISS: Q00238). Валидировано для применения в проточной цитометрии (FC), идеально для изучения адгезии лейкоцитов и трансэндотелиальной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролик против Крысиного ICAM-1/CD54
Примечания/Альтернативные названия	CD54; ICAM; Icam1
Вид	Крыса
GeneID (Человек)	3383
GeneID	25464
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-493 крысиного ICAM-1/CD54 (NP_037099.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q00238
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом