

Кролик Анти-Крыса Icam-1/Cd54 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - Q00238

Артикул: CM0004760

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против крысиного ICAM-1/CD54 для применения в проточной цитометрии. Это антитело специфически обнаруживает крысиный CD54, молекулу клеточной адгезии, играющую критическую роль во взаимодействии лейкоцитов с эндотелием и иммунных ответах. Подходит для моделей на крысах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Крыса ICAM-1/CD54 мАт
Примечания/Псевдоним	CD54; ICAM; Icam1
Вид	Крыса
GeneID (Человек)	3383
GeneID	25464
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-493 крысиного ICAM-1/CD54 (NP_037099.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q00238
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Ледяной пакет