

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Крысиного Ifn-Гамма () Для Проточной Цитометрии - P01581

Артикул: CM0008659

введение

Кроличыи моноклональные антитела против крысиного IFN-гамма, конъюгированные с для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Валидированы для перекрестной реактивности с крысами, подходят для исследований иммунного ответа и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАт против крысиного IFN-гамма
Альтернативные названия	If2f, IFNG2, IFN gamma
Вид	Крыса
ID гена (Человек)	3458
ID гена	25712
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-156 крысиного IFN-гамма (NP_620235.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P01581
Молекулярный вес белка	18 кДа
Условия доставки	Ледяной пакет