


Поликлональное Антитело Кролика Против Rps6Ka6 Для Wb, Elisa — Q9Uk32

Артикул: CM0015674



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на RPS6KA6 (RSK4), для WB и ELISA. Эта конститутивно активная серин/треонинкиназа участвует в остановке роста клеток, зависимой от p53, и подходит для исследований на человеке и мышах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS6KA6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RSK4, RSK-4, p90RSK6, PP90RSK4, S6K-alpha-6, RPS6KA6
Вид	Человек
Идентификатор гена	27330
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 646-745 человеческого RPS6KA6 (NP_055311.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9UK32
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом