

## Кроличья Поликлональная Антитело К Shp/Nr0B2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15466

Артикул: CM0024298



### введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SHP/NR0B2 (SWISS: Q15466). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований сигнального ядерных рецепторов и метаболизма.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | SHP/NR0B2 кроличья пАт                                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | SHP; SHP1; SHP/NR0B2                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)                  | 8431                                                                                                                |
| ID гена                            | 8431                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 40-124 человеческого SHP/NR0B2 (NP_068804.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                              |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                         |
| SWISS                              | Q15466                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 28 кДа                                                                                                              |
| Доставка                           | Сумка-холодильник со льдом                                                                                          |