

Кроличыи Поликлональные Антитела K Spdya Для Wb И Elisa - Q5Mj70

Артикул: CM0019868



введение

Данные кроличьи поликлональные антитела к SPDYA распознают белок Speedy A (Spy1/RINGO A) и подходят для методов WB и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы, способствуя исследованиям перехода G1/S и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SPDYA
Примечания/Синонимы	SPY1; SPDY1; RINGO3; RINGOA; SPDYA
Вид	Человек
ID гена (человек)	245711
ID гена	245711
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-313 SPDYA человека (NP_877433.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5MJ70
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом