

Кроличья Поликлональная Антитела К Thumpd3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Bv44

Артикул: CM0015821

введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на THUMPD3, валидирована для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с людьми, мышью, крысой. Идеально подходит для исследований модификации и метилирования тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THUMPD3 кроличья поликлональная антитела
Примечания/псевдоним	THUMPD3
Вид	Человек
ID гена (человек)	25917
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого THUMPD3 (NP_056268.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
Доступ UniProt	Q9BV44
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Хладопакет