

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ubc Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P0CG48

Артикул: CM0026313



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого UBC (убиквитин C), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пути убиквитина и изучения деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBC кроличье пАт
Примечания/псевдонимы	HMG20; UBC
Вид	Человек
ID гена (человек)	7316
ID гена	7316
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 1-100 человеческого UBC (NP_066289.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0CG48
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	С ледяным пакетом